

RECOMENDACIONES DE CUIDADO EN CASA

— SISTEMA DE DRENAJE —

01 RECOMENDACIONES

- Verifique que no salga líquido alrededor de la piel o cerca al lugar de inserción del dren.
- Verifique que el sistema esté cerrado y las paredes del reservorio bien adheridas. Evite que este se destape.
- Asegure el sistema al movilizarse, preferiblemente con una correa en la cintura.
- Mida el drenaje 2 veces al día (8:00 a.m. - 8:00 p.m.) y registre las cantidades para entregar los datos al médico en el control.

02 MEDICIÓN

- Tome el sistema de drenaje por la parte media. Retire la tapa de la parte superior y vierta el contenido en el recipiente.
- Mida el drenaje con una jeringa.
- Deseche el contenido al sanitario.
- Junte las paredes del sistema para sacar el aire y verifique que las paredes del reservorio estén bien adheridas.
- Tape nuevamente y verifique que el sistema quede comprimido.

03 **CONSULTE POR URGENCIAS SI PRESENTA**

- Ausencia de producción de líquido de manera repentina.
- Salida accidental del dren.
- Salida de líquido por el área de inserción del dren.

INFORMACIÓN **ADICIONAL**



www.valledellili.org

331 9090 ext. 7760.

